

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、可溶性インターロイキン2レセプター(sIL-2R)の検査試薬変更に伴う検査方法の変更について謹んでお知らせ申し上げます。

先生方には何卒ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 実施日及び変更内容

<実施日>

2019年12月26日(木)ご依頼分より変更となります。


<変更内容>

コード	検査項目	検査方法		所要日数(日)		基準値(U/mL)		検査案内 掲載ページ
		新	現行	新	現行	新	現行	
3592	可溶性インターロイ キン2レセプター (sIL-2R)	CLEIA 法	ELISA 法	1~2	2~3	156.6~ 474.5	145.0~ 519.0	P12


以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、
または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

< 相関図 >



相関本数:n=100 回帰式: $y=1.373x-365.302$ 相関係数: $r=0.993$



相関本数:n=72 回帰式: $y=0.889x-18.088$ 相関係数: $r=0.942$